

HAWO HD 650 DE

ZGRZEWARKA ROTACYJNA



OPIS

Hawo HD 650 DE to podstawowy model zgrzewarki rotacyjnej do automatycznego zgrzewania torebek i rękawów sterylizacyjnych. Urządzenie spełnia normy zgrzewu zawarte w EN ISO 11607-2. Nadaje się do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych oraz TYVEK®. Temperaturę zgrzewu, w przedziale 80-220°C, można ustawić przy pomocy elektronicznego wyświetlacza z przyciskami znajdującego się na lewym boku urządzenia. Szybkość zgrzewania wynosi 10 m/min., a szerokość - 12 mm. Zgrzewarka umożliwia ustawienie odległości zgrzewu od krawędzi opakowania w zakresie 5 - 35 mm. HD 650 DE posiada automatyczne włączanie i wyłączanie napędu. Całe urządzenie zamknięte jest w zgrabnej, lakierowanej proszkowo, białej obudowie.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	560 x 260 x 160 mm
Waga	15 kg
Obudowa	Stal, malowana proszkowo
Moc	390 W
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Proces zgrzewania	Automatyczny, powtarzalny
Szybkość zgrzewu	10 m/min.
Temperatura zgrzewu	maks. 220°C

